

## ORIENTAÇÕES DE COLETA

EXAME	AMOSTRA	RECIPIENTE	TRANSPORTE	ENVIO
<b><i>Aspergillus spp</i></b>	Lavado bronco-alveolar	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Aspirado brônquico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Escarro	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b><i>Chlamydia trachomatis</i></b>	Secreção endocervical	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Secreção uretral	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquido amniótico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Urina	Frasco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b><i>Chlamydophila pneumoniae</i></b>	Lavado bronco-alveolar	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Aspirado brônquico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Escarro	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b><i>Legionella pneumophila</i></b>	Lavado bronco-alveolar	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Aspirado brônquico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Escarro	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b><i>Mycobacterium tuberculosis</i></b>	Lavado bronco-alveolar	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Aspirado brônquico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Escarro	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Biópsia tecidual	Frasco estéril c/soro fisiológico	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Urina	Frasco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b><i>Mycoplasma pneumoniae</i></b>	Lavado bronco-alveolar	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Aspirado brônquico	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Escarro	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b>BK Vírus</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Urina	Frasco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Biópsia renal	Frasco estéril c/soro fisiológico	Temperatura ambiente	No mesmo dia

## ORIENTAÇÕES DE COLETA

EXAME	AMOSTRA	RECIPIENTE	TRANSPORTE	ENVIO
<b>Citomegalovírus</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b>Enterovírus</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b>Epstein-barr</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Biópsia tecidual	Frasco estéril c/soro fisiológico	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b>Herpes Simplex vírus 1</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Lesão e secreção	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b>Herpes Simplex vírus 2</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
	Lesão e secreção (*)	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b>Herpes tipo 6</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Líquor	Frasco estéril	Refrigerado	No mesmo dia
<b>Herpes tipo 8</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Biópsia tecidual	Frasco estéril c/soro fisiológico	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b>Influenza A/B</b>	Secreção nasal	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
	Secreção faríngea	Swab seco estéril	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<b>Fator II</b>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia

(\*) Consultar o Laboratório

## ORIENTAÇÕES DE COLETA

EXAME	AMOSTRA	RECIPIENTE	TRANSPORTE	ENVIO
<i>Fator V (Leiden)</i>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<i>Fator V - HR2</i>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<i>MTHFR - C677T</i>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<i>MTHFR - A1298C</i>	Sangue total	1 tubo c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<i>Philadelphia - P210</i>	Sangue total	4 tubos c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia
<i>Philadelphia - P190</i>	Sangue total	4 tubos c/EDTA	Temperatura ambiente	No mesmo dia

**OBSERVAÇÃO:** Consultar o laboratório sobre a coleta de amostras que não constam na lista.

**Contato p/ dúvidas**

**F: (51) 3029-1559**

**Entrega de Material:**

**Av Luiz Manoel Gonzaga, 351 sala 307**

**(51) 3029.1559 Três Figueiras/ POA-RS**

**Segunda a sexta 8:00 às 17:00**

**qualimune@qualimune.com.br**